

「滴 ひ た」TM

自然滴下の滴数確認をサポート



自然滴下の
補助器具

「滴
ひ
た」TM

自然滴下の滴数確認をサポート

「滴ぴた」TM



製品の特長

- 滴下の間隔から、一分間の滴下数を自動表示
- バックライト付きで夜間でも滴下確認可能
- バッテリー駆動により、電池交換不要(充電式)

滴下速度の調整・確認を効率化



自分で計算した滴数(滴/分)
になるよう、数値を見ながら
ローラークランプを操作するだけ!!



※自然滴下の際に使用する製品です。滴下数が安定するまで確認して下さい。

滴ぴた仕様

販売名	滴ぴた	充電時間	8時間以内に充電可能
型式	DC-DT1P	消費電力	充電時10VA以下 満充電で連続10時間動作
商品コード	56-620	定格電圧	DC5V(許容範囲DC4.75V~5.25V) microUSB端子より充電
測定範囲	10~330滴/分	使用周囲温度、湿度	10~35°C、20~85%RH(結露無きこと)
精度	10~20滴/分 21~330滴/分	±20% ±10%	外径寸法、重量 1(W)90mm×(H)φ23mm(突起部を除く)、 35g(本体のみ)
検知可能傾き	±10°	表示(LCD)	滴下数表示3桁(滴/分)電池残量、 充電表示(滴下数表示と共に)、滴下検知
電源	ニッケル水素電池	付属品	充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書

※本製品は自然滴下の際に使用する製品です。

※本製品は点滴の滴下を検知するものであり、滴下量の制御をする機能はありません。



販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号



製造

タツタ電線株式会社
京都府木津川市州見台6丁目5番1号
TEL: 0774-66-5551

資料請求先

ニプロ株式会社
企画開発技術事業部 医療器械開発営業部
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
TEL: 06-6373-0519

販売店